



Produktdatablad

Ansigtsmaske med øreelastikker, type II, Abena Classic, 3-lags, blå, engangs

Varenummer: 220899



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 20 Pakke pr. Kolli, 24 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Ansigtsmaske med øreelastikker, type II

Varemærke: ABENA

Vareserie: Excellent

Holdbarhed:

Produktbeskrivelse: Ansigtsmaske med bløde og stærke øreelastikker samt næseklemme, der sikrer god pasform. Maskerne har en lav respirationsmodstand samt høj bakteriefiltrering. Maskerne anbefales til brug af sundhedsfagligt personale i operationsstuer eller i omgivelser med lignende hygiejne krav for at mindske krydskontaminering. Omgivelserne beskyttes imod smitte.

Brugsanvisning: Form næseklemme og anbring masken på ansigtet, sørg for at dække næsen og munden. Sæt øreelastikkerne rundt om ørerne. Masken påtages med det farvede lag yderst og foldes altid helt ud.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Farve: blå

Materiale: metal, PE, PP, spandex

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: ultrasonic, usteril, anti-dug næsestykke

Engangs/flergangs: engangs

Længde/dybde: 17,5cm

Bredde: 9,5cm

Antal lag: 3-lags

Certifikater: CE, MD

Produkt- eller teststandarder: EN 14683:2019+AC:2019

CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I

Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745 Tilhørende varer: 29045205, 29045206, 29045209

