

Dauerbinde FØ- fint, langt stræk



Bind med polyuretan kædetråde. Holder kompressionen som kan doseres efter behov. Fin, diskret vævsstruktur

Produktet:

Elastisk bind af 80% bomuld, polyamid og elasthan. Kan strækkes ca. 180%. Bevarer elasticiteten.

Kun let synlig under strømpe. Fin og smidig. Materialet er luftgennemtrængeligt og meget holdbart. Det er modstandsdygtigt over for sårsekreten, salver og sved. Kan vaskes, koges og steriliseres. (Autoclav 121°C).

Dauerbinde F indeholder IKKE Latex

Lohmann & Rauscher A/S

Gøngehusvej 252

DK-2950 Vedbæk

Tlf. 45 89 02 25

Fax 45 89 02 29

Email info@dk.LRmed.com

Anvendelsesområde:

Dauerbinde F har på grund af det lange stræk en kompressionsvirkning, som kan doseres efter behov.

Bindet er derfor særlig velegnet til støtte og aflastning ved distorsioner, tusioner og luksationer i traumatologien og sportsmedicinen.

Anvendes også til kompression af ekstremiteter (benlidelser, thrombose-profylakse).

Dauerbinde F kan ikke sidde på patienten om natten, da bindet også arbejder når patienten ligger eller sidder stille. Dauerbinde F fungerer som pumpe hele tiden.

Dauerbinde F kan anvendes flere gange, det er svært at give et præcist antal gange, da det kommer an på behandlingen af bindet.

Sortiment:

Dauerbinde F

7 m strakt længde, med forbindelsesklemmer, enkeltvis indpakket æsker á 10 stk. art.

6 cm 22010

8 cm 22011

10 cm 22012

12 cm 22013

æsk. á 10 stk.

hospitalspakning

6 cm 22025

8 cm 22026

10 cm 22027

12 cm 22028

10 m strakt længde,

art.nr

10 cm 93132