




Varenummer 220906

Kortstræksbind, Rosidal K, 5m x 6cm, beige, m/clips, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Rosidal K kompressionsbandage anvendes til patienter med venøse og lymfatiske lidelser. Strækkevne ca. 90%. Bandagen har et højt arbejdstryk og et lavt hviletryk. Kan endvidere anvendes som støttebandage efter traumer på led og muskler. Bør vaskes efter hver omlægning for at bevare effekten. Skal tørre liggende.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Rosidal
Vareserie	K
Sekundær farve	Beige
Features	M/clips, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	5 m
Bredde	6 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 90°C. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	108 stk	55.8 cm	37.8 cm	15.5 cm	
stk	1 stk				4021447222004



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.