

Rosidal K®- Kortstræksbind



Stærkt komprimerende bind, bevarer elasticiteten, glider aldrig.

Produktet:

Et elastisk bind af 100% bomuld, med tvundne kædetråde, som kan strækkes ca. 90% uden at miste elasticiteten. Samtidigt et meget behageligt og hudvenlig materiale med høj luftgennemtrængelighed. Den særlige vikling sikrer, at hver eneste vikling bliver på sin plads.

Rosidal-bind holder længe og er modstandsdygtig over for sårsekret, salve og sved. De tåler vask ved kogning. Kan steriliseres efter behov (autoklav 121° C). Rosidal K kan anvendes flere gange, der kan ikke siges et præcist antal gange, da det kommer an på behandlingen af bindet.

LOHMANN & RAUSCHER A/S

Gøngehusvej 252

DK-2950 Vedbæk

tlf . 45 89 02 25 fax 45 89 02 29

mail: info@dk.LRmed.com

Anvendelse:

De hudfarvede Rosidal-bind er velegnede til kraftig kompression af ekstremiteter i flebologien – til støtte og aflastning ved distorsioner og kontusioner i traumatologien og i sportsmedicin.

Rosidal K kan blive siddende på patienten natten over, da bindet ikke arbejder når benet ligger stille. Rosidal K fungerer som pumpe så snart patienten er i bevægelse.

Sortiment:

Rosidal-bind Kraftig

5 m. strakt længde med forbindsklemmer.
Enkeltvis indpakket.

Detailpakning

str.	Art.nr.
4 cm x 5 m	22199
6 cm x 5 m	22200
8 cm x 5 m	22201
10 cm x 5 m	22202
12 cm x 5 m	22203

10 cm x 10 m	22206
12 cm x 10 m	22205

Hospitalspakning

10 stk. løst i karton	
8 cm	22250
10 cm	22251
12 cm	22252