



Varenummer 220915

Polsterbind, Rosidal Soft, 2,5m x 10cm, hvid, 2,5m udstrakt, m/clips, løst i æske, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Rosidal Soft polstervat i skumstof er særdeles velegnet til polstring under en kompressionsbandage. Kompressionstykket fordeles jævnt over ekstremiteten, så bandagen ikke snærer. Rosidal Soft er yderst rivefast og mister ikke sin elasticitet, selv ikke efter mange gange vask.

Rosidal soft polstervat tåler vask op til 95° C.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Polsterbind
Varemærke	Rosidal
Vareserie	Soft
Farve	Hvid
Features	2,5m udstrakt, m/clips, løst i æske, latexfri, usteril
Materiale	PU-skum
Længde/dybde	2.5 m
Bredde	10 cm
Tykkelse	3 mm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 95°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	36 stk	56 cm	38 cm	23 cm	4021447231006
stk	1 stk				4021447231105



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.