

Rosidal® Soft- polsterbind



Polsterbind af polyurethanskum

Produktet:

Rosidal soft er et polsterbind af 100 % polyurethanskum til anvendelse under bandager inden for flebologi, lymfologi og ortopædi.

Rosidal soft har en høj elasticitet og den mister ikke elasticiteten ved vask. Rosidal soft er vandafvisende og har en høj luftgennemtrængelighed.

Rosidal soft er UDEN latex og er meget hudvenlig. På grund af materialets struktur sidder Rosidal soft godt og sikkert.

Rosidal soft polsterbind tåler vask op til 95° C. Kan steriliseres efter behov (autoklav 121° C, 134° C).

Anvendelse:

Rosidal soft polsterbind anvendes under bandager inden for flebologien, lymfologien og ortopædien. Bandagen er let at anlægge og anvendes i særdeleshed i forbindelse med kompressionsbehandling.

Lohmann & Rauscher A/S
Gøngehusvej 252
DK-2950 Vedbæk
tlf. 45 89 02 25 fax 45 89 02 29
email info@dk.LRmed.com

Sortiment:

Rosidal soft polsterbind

2,5 m strakt længde

Hospitalspakning

æske á	art.nr
36 stk.	10cm x 0,3cm x 2,5m 23100
24	10- x 0,4 - x 2,5- 23101
18	12- x 0,4 - x 2,5- 23102
14	15- x 0,4 - x 2,5- 23103
Detailpakning, æsk. á 1 stk.	
	10cm x 0,3cm x 2,5m 23110
	10- x 0,4 - x 2,5- 23111
	12- x 0,4 - x 2,5- 23112
	15- x 0,4 - x 2,5- 23113
Detailpakning, æsk á 2 stk.	
	10vm x 0,2cm x 2m 13016