



Varenummer 220929

Skumgummi, Komprex, 2m x 8cm, hvid, latexfri, usteril

- ✓ Til svære ødemer, tromboser og efter variceoperationer
- ✓ Anlægges i spiralform uden overlap med elastisk bind udenpå
- ✓ Kan tilklippes som pelotter eller andre former før kompressionsbandage



Produktbeskrivelse

Komprex polsterskum anvendes ved svære ødemer, tromboser eller efter varice operationer. Anlægges i spiralform uden overlap med et elastisk bind uden på. Kan også tilklippes som pelotter eller andre former for at få en optimal form på benet inden kompressionsbandage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumgummi
Varemærke	Komprex
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Styren-butadien gummi
Længde/dybde	2 m
Bredde	8 cm
Tykkelse	10 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk	54.8 cm	22.3 cm	44 cm	4021447015392
stk	1 stk				4021447223148



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.