



Varenummer 220932



## Filmforbinding, ABENA, 6x7cm, hvid, med sårpude, latexfri, steril, engangs

- ✓ Blød
- ✓ Behagelig
- ✓ Åndbar
- ✓ Hudvenlig
- ✓ Virus og bakterietæt
- ✓ Vandtæt



### Produktbeskrivelse

ABENA Filmforbinding med sårpude er en blød og behagelig tynd steril semipermeabel polyurethanfilm til mindre sår med lav sekretion. Filmen bevirker at væske fra såret kan fordampe for at nedsætte risikoen for maceration under forbindingen. Bandagen er virus- og bakterietæt, ligesom den er brusætæt. Sårpuden absorberer overskydende væske fra såret og forhindrer at forbindingen hænger fast. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester.



STERILE

### Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Filmforbinding   |
| Varemærke                        | ABENA  |
| Farve                            | Hvid   |
| Features                         | Med sårpude, latexfri, steril  |
| Engangs/flergangs                | Engangs  |
| Ingredienser/sammensætning       | PUR, polyester, acrylatklæber  |
| Længde/dybde                     | 6 cm   |
| Bredde                           | 7 cm   |
| Vægt, netto                      | 1.5 g  |
| Vægt, brutto                     | 3.7 g  |
| Størrelse på sårpude             | 2 x 3 cm   |
| Steriliseringsmetode             | EO   |
| Certifikater                     | CE.  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is  |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC  |
| Holdbarhed                       | 5 år   |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 1600 stk   | 44 cm   | 25.3 cm | 33.4 cm | 6926515401948 |
| pk    | 100 stk    | 11.8 cm | 11.8 cm | 15.8 cm | 6926515401931 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         | 6926515401924 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er væskebestandigt.

STERILE

Produktet er sterilt

