



Produktdatablad

Absorberende bandage m/filmklæbekant, steril, 8 x 10 cm

Varenummer: 220933



Varedeklaration

Forpakning: 70 stk pr. pakke. 16 pakker pr. kolli. 24 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Filmforbinding. Varemærke: ABENA. Holdbarhed: 5 år. Farve: hvid. Ingredienser/sammensætning: PUR, polyester, acrylatklæber. Features: med sårpude, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: EO. Vægt, netto: 3,2 g. Vægt, brutto: 6,1 g. Længde/dybde: 8 cm. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. Størrelse på sårpude: 3 x 6 cm. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: ABENA Filmforbinding med sårpude er en blød og behagelig tynd steril semipermeabel polyurethanfilm til mindre sår med lav sekretion. Filmen bevirker at væske fra såret kan fordampe for at nedsætte risikoen for maceration under forbindingen. Bandagen er virus- og bakterietæt, ligesom den er brusetæt. Sårpuden absorberer overskydende væske fra såret og forhindrer at forbindingen hænger fast. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.