




Varenummer 220934



Filmforbinding, ABENA, 10x15cm, hvid, med sårpude, latexfri, steril, engangs

- ✓ Blød
- ✓ Behagelig
- ✓ Åndbar
- ✓ Hudvenlig
- ✓ Virus og bakterietæt
- ✓ Vandtæt



Produktbeskrivelse

ABENA Filmforbinding med sårpude er en blød og behagelig tynd steril semipermeabel polyurethanfilm til mindre sår med lav sekretion. Filmen bevirker at væske fra såret kan fordampe for at nedsætte risikoen for maceration under forbindingen. Bandagen er virus- og bakterietæt, ligesom den er brusetæt. Sårpuden absorberer overskydende væske fra såret og forhindrer at forbindingen hænger fast. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Med sårpude, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, polyester, acrylic klæber
Længde/dybde	10 cm
Bredde	15 cm
Vægt, netto	5.4 g
Vægt, brutto	9.2 g
Størrelse på sårpude	4 x 10 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	640 stk	53 cm	29.5 cm	30 cm	6926515402037
pk	40 stk	31.8 cm	7.2 cm	14.5 cm	6926515402020
stk	1 stk				6926515402013



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er væskebestandigt.