



Varenummer 220936



Filmforbinding, ABENA, 10x25cm, hvid, med sårpude, latexfri, steril, engangs

- ✓ Blød
- ✓ Behagelig
- ✓ Åndbar
- ✓ Hudvenlig
- ✓ Virus og bakterietæt
- ✓ Vandtæt



Produktbeskrivelse

ABENA Filmforbinding med sårpude er en blød og behagelig tynd steril semipermeabel polyurethanfilm til mindre sår med lav sekretion. Filmen bevirker at væske fra såret kan fordampe for at nedsætte risikoen for maceration under forbindingen. Bandagen er virus- og bakterietæt, ligesom den er brusetæt. Sårpuden absorberer overskydende væske fra såret og forhindrer at forbindingen hænger fast. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Med sårpude, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, polyester, acrylatklæber
Længde/dybde	10 cm
Bredde	25 cm
Vægt, netto	9.9 g
Vægt, brutto	15.4 g
Størrelse på sårpude	4 x 19 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	640 stk	60 cm	31 cm	38 cm	6926515402129
pk	40 stk	33.6 cm	7.2 cm	14.5 cm	6926515402112
stk	1 stk				6926515402105



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.