

Varenummer 220942



**Polstervat, Hapla, 45x22,5cm x 5mm,
off-white, filt, med hudvenlig klæber**



Produktbeskrivelse

Hapla filtplate med hudvenlig klæber anvendes til aflastning for tryk, fx ved gips eller kompressionsbandage. Kan tilklippes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Polstervat
Varemærke	Hapla
Sekundær farve	Off-white
Features	Filt, med hudvenlig klæber
Ingredienser/sammensætning	100% uld
Længde/dybde	45 cm
Bredde	22.5 cm
Højde	5 mm
Tykkelse	4,5 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	4 stk	49 cm	26 cm	3 cm	50126542044014
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.