



Varenummer 220959



Fikseringstape, ABENA, 10m x 20cm, hvid, elastisk, på rulle, perforeret, latexfri, usteril

- ✓ Fleksibel
- ✓ Luft-og fugtgennemtrængelig
- ✓ Hudvenlig klæber
- ✓ Latex fri



Produktbeskrivelse

ABENA fikseringstape er fleksibelt og former sig efter kroppens konturer. Er gennemtrængelig for luft og fugt, hvilket forhindrer maceration. Hudvenlig klæber, der samtidig giver en sikker fiksering. Har en perforeret bagside, der letter håndtering. Kan klippes i passende længder. Anvendes til fiksering af bandager, kate-tre, slanger osv.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringstape
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Elastisk, på rulle, perforeret, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyester nonwoven, klæber
Længde/dybde	10 m
Bredde	20 cm
Vægt, netto	305 g
Vægt, brutto	314 g
Certifikater	CE. UKCA. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	21 cm	7.7 cm	7.8 cm	6959385798757
kll	18 stk	43.9 cm	25.6 cm	25.8 cm	6959385798764
stk	1 stk				6959385798757



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.