



Varenummer 220963



## Filmforbinding, ABENA, 12x10cm, transparent, latexfri, steril, engangs

- ✓ Semipermeabel
- ✓ Transparent
- ✓ Beskyttende
- ✓ Blød
- ✓ Bakterie- og virustæt
- ✓ Vandtæt
- ✓ Hudvenlig



### Produktbeskrivelse

ABENA filmforbinding med ramme er en blød og behagelig tynd steril semipermeabel polyurethanfilm. Filmforbindingen er bakterie, virustæt og endvidere væsketæt. Fordampningsevnen nedsætter risikoen for maceration af huden under filmen. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester. Rammesystemet gør påsætning enkel. Anvendes til fiksering af primærbandage, som beskyttende bandage, samt til fiksering af IV-katetre.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, akrylklæber, polyester, PE
Længde/dybde	12 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1600 stk	29.6 cm	22.9 cm	43.9 cm	6926515402006
pk	100 stk	20.5 cm	13.5 cm	5 cm	6926515401993
stk	1 stk				6926515401986



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er væskebestandigt.

STERILE

Produktet er sterilt