



Varenummer 220964



Filmforbinding, ABENA, 10x25cm, transparent, latexfri, steril, engangs

- ✓ Semipermeabel
- ✓ Transparent
- ✓ Beskyttende
- ✓ Blød
- ✓ Bakterie- og virustæt
- ✓ Vandtæt
- ✓ Hudvenlig



Produktbeskrivelse

ABENA filmforbinding med ramme er en blød og behagelig tynd steril semipermeabel polyurethanfilm. Filmforbindingen er bakterie, virustæt og endvidere væsketæt. Fordampningsevnen nedsætter risikoen for maceration af huden under filmen. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester. Rammesystemet gør påsætning enkel. Anvendes til fiksering af primærbandage, som beskyttende bandage, samt til fiksering af IV-katetre.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, akrylklæber, polyester, PE
Længde/dybde	10 cm
Bredde	25 cm
Vægt, netto	6.4 g
Vægt, brutto	12.4 g
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	16 pk	37 cm	34.6 cm	31 cm	6941094088168
pk	75 stk	34.3 cm	14.5 cm	4 cm	6941094087901



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.

