



Varenummer 220965



## Filmforbinding, ABENA, 15x20cm, transparent, steril, engangs

- ✓ Semipermeabel
- ✓ Transparent
- ✓ Beskyttende
- ✓ Blød
- ✓ Bakterie- og virustæt
- ✓ Vandtæt
- ✓ Hudvenlig



### Produktbeskrivelse

ABENA filmforbinding med ramme er en blød og behagelig tynd steril semipermeabel polyurethanfilm. Filmforbindingen er bakterie, virustæt og endvidere væsketæt. Fordampningsevnen nedsætter risikoen for maceration af huden under filmen. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester. Rammesystemet gør påsætning enkel. Anvendes til fiksering af primærbandage, som beskyttende bandage, samt til fiksering af IV-katetre.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Filmforbinding                                                                   |
| Varemærke                        | ABENA                                                                            |
| Sekundær farve                   | Transparent                                                                      |
| Features                         | Steril                                                                           |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | PUR, akrylklæber, polyester, PE                                                  |
| Længde/dybde                     | 15 cm                                                                            |
| Bredde                           | 20 cm                                                                            |
| Steriliseringsmetode             | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is                                                                        |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 800 stk    | 26.5 cm | 18.5 cm | 21.5 cm | 6926515495657 |
| pk    | 50 stk     | 16.5 cm | 15 cm   | 5 cm    |               |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.