



Varenummer 220967

Øjenbandage, Pro-ophta, L, 11,4x7,8cm,
Ø5,1cm, beige, enkeltvis forseget, usteril,
engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes som lukket øjenforbinding, hvor der ønskes af bevare fugtigheden omkring øjet. Pro-ophta er en elastisk urglasforbinding med en transparent, hvælvet, rund skive. Skiven er transparent og formstabil. Anvendes til beskyttelse af øjet efter ptose-operationer, ved lagolftamur, ved facialsparese, ved sicca-syndrom.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øjenbandage
Varemærke	Pro-ophta
Størrelse	L
Sekundær farve	Beige
Features	Enkeltvis forseget, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	70% viskose, 30% polyamid
Længde/dybde	11.4 cm
Bredde	7.8 cm
Diameter	5.1 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	18.5 cm	16.5 cm	18 cm	4021447342306
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.