



Varenummer 220984



## Gazekompres, ABENA, 8-lags, 7,5x7,5cm, hvid, 17-tråds, latexfri, usteril

- ✓ Blød
- ✓ Absorberende
- ✓ Behagelig for huden



### Produktbeskrivelse

ABENA gaze kompres er en blød gazekompres lavet af bomuld med mange anvendelsesmuligheder. Kan anvendes til aftørring af hud, absorption af blod og andre væsker, i forbindelse med sårsoignering mv.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazekompres
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	17-tråds, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Vægt, netto	0.9 g
Vægt, brutto	97.5 g
Antal lag	8-lags
Certifikater	CE. UKCA. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 pk	38.5 cm	21 cm	38.5 cm	6972403304419
pk	100 stk	7.5 cm	7.5 cm	13 cm	6972403304426



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.