



Produktdatablad

Gaze-kompres u/klæbekant, 8 lags, 7,5 x 7,5 cm

Varenummer: 220984



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 50 Pakke pr. Kolli, 27 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Gazekompres. Varemærke: ABENA. Holdbarhed: 5 år. Ingredienser/sammensætning: 100% bomuld. Antal lag: 8-lags. Features: 17-tråds, latexfri, usteril. Vægt, netto: 0,9 g. Vægt, brutto: 97,5 g. Længde/dybde: 7,5 cm. Bredde: 7,5 cm. Certifikater: MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: UK MDR 2002. Produktbeskrivelse: ABENA gaze kompres er en blød gazekompres lavet af bomuld med mange anvendelsesmuligheder. Kan anvendes til aftørring af hud, absorption af blod og andre væsker, i forbindelse med sårsoignering mv. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.