



Varenummer 220987



## Gazekompres, ABENA, 8-lags, 5x5cm, hvid, 17-tråds, 5 stk./pouch, latexfri, steril

- ✓ Blød
- ✓ Absorberende
- ✓ Behagelig for huden



### Produktbeskrivelse

ABENA gaze kompres er en blød gazekompres lavet af bomuld som er behagelig for huden med mange anvendelsesmuligheder både sterile og usterile. Kan anvendes til aftørring af hud, absorption af blod og andre væsker, i forbindelse med sårsoignering mv.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazekompres
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	17-tråds, 5 stk./pouch, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Vægt, netto	2.2 g
Vægt, brutto	3 g
Antal lag	8-lags
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2250 stk	30.5 cm	24.5 cm	32 cm	6972403304310
pk	125 stk	10.8 cm	8 cm	15.5 cm	6972403304327
stk	1 stk				6972403304334



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt