

Varenummer 220989



Gazekompres, ABENA, 8-lags, 7,5x7,5cm, hvid, high clean, 17-tråds, latexfri, usteril

- ✓ Blød
- ✓ Absorberende
- ✓ Behagelig for huden



Produktbeskrivelse

ABENA gaze kompres high clean er en blød gazekompres med mange anvendelsesmuligheder indenfor sundhedsvæsenet, hvor sterile produkter ikke er påkrævet, men hvor man ønsker en meget høj renhedsgrad.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazekompres
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	High clean, 17-tråds, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Vægt, netto	0.9 g
Vægt, brutto	214.2 g
Antal lag	8-lags
Certifikater	CE. UKCA. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	60 pk	49.8 cm	37.4 cm	49.1 cm	6972403304471
pk	150 stk	24.5 cm	8.1 cm	7.4 cm	6972403304488



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.

