



Varenummer 220992



Gazekompres, ABENA, 8-lags, 10x10cm, hvid, high clean, 17-tråds, latexfri, usteril

- ✓ Blød
- ✓ Absorberende
- ✓ Behagelig for huden



Produktbeskrivelse

ABENA gaze kompres high clean er en blød gazekompres med mange anvendelsesmuligheder indenfor sundhedsvæsenet, hvor sterile produkter ikke er påkrævet, men hvor man ønsker en meget høj renhedsgrad.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Gazekompres |
| Varemærke | ABENA |
| Farve | Hvid |
| Features | High clean, 17-tråds, latexfri, usteril |
| Materiale | Bomuld |
| Ingredienser/sammensætning | 100% bomuld |
| Længde/dybde | 10 cm |
| Bredde | 10 cm |
| Antal lag | 8-lags |
| Certifikater | CE. UKCA. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002 |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kll | 7200 stk | 57 cm | 52 cm | 42 cm | 6972403304495 |
| pk | 120 stk | 20 cm | 10 cm | 9 cm | 6972403304501 |
| stk | 1 stk | | | | |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.