



Varenummer 221004

Langstræksbind, Dauerbinde F, 7m x 6cm, beige, 7m udstrakt, m/clips, løst i æske, latexfri, usteril, flergangs

- ✓ Bind med polyuretan-kædetråde
- ✓ Holder kompressionen
- ✓ Kompressionen kan doseres efter behov
- ✓ Fin, diskret, vævsstruktur



Produktbeskrivelse

Dauerbinde F langstræksbandage anvendes til behandling af ødem ved venøse og lymfatiske lidelser. Giver et højt arbejds- og hviletryk. Kan endvidere anvendes også til støttebandage ved traume på led og muskler. Strækkevne: ca. 155%. Kan vaskes og anvendes mange gange.



Vaskbar

Specifikationer

Produktbetegnelse	Langstræksbind
Varemærke	Dauerbinde
Vareserie	F
Sekundær farve	Beige
Features	7m udstrakt, m/clips, løst i æske, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	63% bomuld, 28% polyamid, 9% elasthan
Længde/dybde	7 m
Bredde	6 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes, koges og steriliseres (autoklav 121°C).
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	57.8 cm	39.3 cm	15.8 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

Produktet kan vaskes.

Vaskbar