

Varenummer 221015



Kortstræksbind, ABENA, 5m x 8cm, beige, light, latexfri, usteril, flergangs

- ✓ Blød
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Pakket enkeltvis
- ✓ Med clips
- ✓ Genanvendelig



Produktbeskrivelse

ABENAs kortstræksbandager anvendes til behandling af ødem forårsaget af venøs insufficiens og lymfødem. Har et højt arbejdstryk og et lavt hviletryk. Kan endvidere anvendes som støttebandage ved traume på led og muskler, samt postoperativt. Strækværdi på over 88%.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Beige
Features	Light, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	5 m
Bredde	8 cm
Vægt, netto	66 g
Vægt, brutto	69 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 95°C. Vi anbefaler at bruge en vaskepose. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	57.1 cm	20 cm	29.1 cm	7630523607733
pk	10 stk	27.5 cm	11.5 cm	9.4 cm	7630523607238
stk	1 stk				7630523606941



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.

