



Varenummer 221019



Langstræksbind, ABENA, 7m x 6cm, beige, fine, usteril, flergangs

- ✓ Blød
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Enkelforpakket
- ✓ Med clips
- ✓ Genanvendelig



Produktbeskrivelse

ABENA Langstræksbandager anvendes til behandling af underekstremitetsødemer forårsaget af venøs insufficiens eller lymfødem. Bandagen har et højt hviletryk og et højt arbejdsstryk. Kan endvidere anvendes som støttebandage ved traume på led og muskler, samt postoperativt. Strækværdi på over 165% Kan vaskes ved 60°C. Skal ligge og tørre.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Langstræksbind
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Beige
Features	Fine, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	81% bomuld, 16% polyamid, 3% polyuretan
Længde/dybde	7 m
Bredde	6 cm
Vægt, netto	51 g
Vægt, brutto	54 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 60°C. Vi anbefaler at bruge en vaskepose. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	56.5 cm	29 cm	15 cm	7630523607566
pk	8 stk	27 cm	11 cm	6.6 cm	7630523607061
stk	1 stk				7630523606774



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.