



Varenummer 221050

## Fikseringsbind, Danamull Haft, 4m x 6cm, hvid, selvhæftende, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Til fiksering af bandager, katetre og kanyler
- ✓ Klæber ikke til hud eller hår
- ✓ Skal ikke hæftes ved afslutning



### Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af bandager, katetre og kanyler. Klæber ikke til hud eller hår, skal ikke hæftes ved afslutning af forbindingen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	Danamull Haft
Farve	Hvid
Features	Selvhæftende, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	46% bomuld, 27% polyamid, 27% viskose
Længde/dybde	4 m
Bredde	6 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	54 rl	57.4 cm	24.7 cm	14.6 cm	7395502069284
rl	1 rl				7395502039515



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.