



Indikation:
Fiksering af sårbandage eller fiksering af gipsbind. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

Latexfri Kohesive bind

MEDIPLAST® kan tilbyde kohesive bind beregnet til fiksering. **DANAMULL HAFT LF** fås i farverne hvid, blå og rød. Bindene klæber til sig selv og ikke til huden. Bindet har en god luftgennemtrængelighed.

DANAMULL HAFT LF - HVID

Dobbeltvævet

Elasticitet: 80 – 100%

46% Bomuld, 27% Polyamid, 27% Viskose

Længde: strakt længde

LATEXFRI

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6051116	4 cm x 4 meter	Hvid	1	84
6051117	6 cm x 4 meter	Hvid	1	54
6051118	8 cm x 4 meter	Hvid	1	48
6051119	10 cm x 4 meter	Hvid	1	36
6051120	12 cm x 4 meter	Hvid	1	26

6051106	4 cm x 20 meter	Hvid	1	22
6051107	6 cm x 20 meter	Hvid	1	16
6051108	8 cm x 20 meter	Hvid	1	12
6051109	10 cm x 20 meter	Hvid	1	10
6051110	12 cm x 20 meter	Hvid	1	8



Æske = mindste kvantitet/bestilling

DANAMULL HAFT LF - BLÅ og RØD

Dobbeltvævet

Elasticitet: 80 – 100%

46% Bomuld, 27% Polyamid, 27% Viskose

Længde: strakt længde

LATEXFRI

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6051117B	6 cm x 4 m	Blå	1	54
6051118B	8 cm x 4 m	Blå	1	48
6051119B	10 cm x 4 m	Blå	1	36
6051117R	6 cm x 4 m	Rød	1	54
6051118R	8 cm x 4 m	Rød	1	48
6051119R	10 cm x 4 m	Rød	1	36

6051107B	6 cm x 20 m	Blå	1	16
6051108B	8 cm x 20 m	Blå	1	12
6051109B	10 cm x 20 m	Blå	1	10
6051107R	6 cm x 20 m	Rød	1	16
6051108R	8 cm x 20 m	Rød	1	12
6051109R	10 cm x 20 m	Rød	1	10



Æske = mindste kvantitet/bestilling