



Varenummer 221060



Støtteforbinding, Ideal, ABENA, 5m x 6cm, off-white, usteril, flergangs

- ✓ 100% bomuld
- ✓ Støttebandage
- ✓ Hudvenligt støttebind



Produktbeskrivelse

ABENAs Idealforbinding er fremstillet af 100% bomuld, hvilket resulterer i en hudvenlig bandage, som tillader huden at ånde. Bindet er resistent over for salver og lignende. Anvendes som støttebandage ved traumer på led og muskler samt som efterbehandling af frakturer. Endvidere er forbindingen god at anvende til fiksering af sårbandager, skinner og lignende. Forbindingen har en strækkevne på G1190%.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Støtteforbinding
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Off-white
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Bomuld
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	5 m
Bredde	6 cm
Vægt, netto	35 g
Vægt, brutto	35.7 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 95°C. Vi anbefaler at bruge en vaskepose. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 rl	55 cm	29 cm	15 cm	7630523607658
pk	10 rl	27.3 cm	11 cm	7 cm	7630523607153
rl	1 rl				7630523606866



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.