

Varenummer 221062



## Ideal støtteforbinding, ABENA, 5m x 10cm, off-white, usteril, flergangs

- ✓ 100% bomuld
- ✓ Støttebandage
- ✓ Hudvenlig, støttebind



### Produktbeskrivelse

ABENA Idealforbinding lavet af 100% bomuld, som gør bindet hudvenligt og tillader huden at ånde. Bindet er resistent over for salver og lignende. Anvendes som støttebandage ved traumer på led og muskler samt som efterbehandling af frakturer. Endvidere anvendes til fiksering af sårbandager, skinner og lignende. Strækkevne 90 %.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Ideal støtteforbinding
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Off-white
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	5 m
Bredde	10 cm
Vægt, netto	59.3 g
Vægt, brutto	60 g
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler sterilisering med ethylenoxid, gammastråling samt autoklavering ved 134°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 pk	56.8 cm	29.3 cm	13 cm	7630523607689
pk	10 rl	27.3 cm	11.5 cm	11 cm	7630523607184
rl	1 rl				7630523606897



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.

