



Varenummer 221063



## Ideal støtteforbinding, ABENA, 5m x 12cm, off-white, usteril, flergangs

- ✓ 100% bomuld
- ✓ Støttebandage
- ✓ Hudvenligt støttebind



### Produktbeskrivelse

ABENAs Idealforbinding er fremstillet af 100% bomuld, hvilket resulterer i en hudvenlig bandage, som tillader huden at ånde. Bindet er resistent over for salver og lignende. Anvendes som støttebandage ved traumer på led og muskler samt som efterbehandling af frakturer. Endvidere er forbindingen god at anvende til fiksering af sårbandager, skinner og lignende. Forbindingen har en strækkevne på G1190%.



### Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Ideal støtteforbinding   |
| Varemærke                        | ABENA  |
| Sekundær farve                   | Off-white  |
| Features                         | Usteril  |
| Engangs/flergangs                | Flergangs  |
| Ingredienser/sammensætning       | 100% bomuld  |
| Længde/dybde                     | 5 m  |
| Bredde                           | 12 cm  |
| Vægt, netto                      | 73 g   |
| Vægt, brutto                     | 74 g   |
| Certifikater                     | CE, MD.  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I   |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745  |
| Holdbarhed                       | 5 år   |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Vaskeanvisninger                 | Tåler vask ved 95°C. Vi anbefaler at bruge en vaskepose. Skal ligge og tørre.    |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|-------|---------------|
| kll   | 50 rl      | 56.8 cm | 29 cm   | 15 cm | 7630523607702 |
| pk    | 10 rl      | 27 cm   | 11.5 cm | 13 cm | 7630523607207 |
| rl    | 1 rl       |         |         |       | 7630523606910 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.