

Varenummer 221064



Kortstræksbind, ABENA, 5m x 6cm, beige, normal, usteril, flegangs

- ✓ Blød
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Enkelforpakket
- ✓ Med clips
- ✓ Genanvendelig



Produktbeskrivelse

ABENA kortstræksbandager anvendes til behandling af ødem forårsaget af venøs insufficiens og lymfødem. Har et højt arbejdstryk og et lavt hvilestryk. Kan endvidere anvendes som støttebandage ved traume på led og muskler, samt postoperativt. Strækværdi på over 65%



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Beige
Features	Normal, usteril
Engangs/flergangs	Flegangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	5 m
Bredde	6 cm
Vægt, netto	60 g
Vægt, brutto	63 g
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 95°C. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 pk	56.8 cm	16.6 cm	29.7 cm	7630523607764
pk	10 stk	12.4 cm	7.4 cm	27.2 cm	7630523607269



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.

