



Varenummer 221067




Kortstræksbind, ABENA, 5m x 12cm, beige, normal, flergangs

- ✓ Blød
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Enkelforpakket
- ✓ Med clips
- ✓ Genanvendelig



Produktbeskrivelse

ABENA kortstræksbandager anvendes til behandling af ødem forårsaget af venøs insufficiens og lymfødem. Har et højt arbejdstryk og et lavt hvilestryk. Strækevne ca. 80%. Kan endvidere anvendes som støttebandage ved traume på led og muskler, samt postoperativt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Beige
Features	Normal
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Længde/dybde	5 m
Bredde	12 cm
Vægt, netto	116 g
Vægt, brutto	123 g
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 95°C. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	57.5 cm	29 cm	15 cm	7630523607795
pk	10 stk	27 cm	11 cm	13 cm	7630523607290
stk	1 stk				7630523607009



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.

