



Varenummer 221067



Kortstræksbind, ABENA, 5m x 12cm, beige, normal, usteril, flergangs

- ✓ Blød
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Enkelforpakket
- ✓ Med clips
- ✓ Genanvendelig



Produktbeskrivelse

ABENA kortstræksbandager anvendes til behandling af ødem forårsaget af venøs insufficiens og lymfødem. Har et højt arbejdstryk og et lavt hvilestryk. Kan endvidere anvendes som støttebandage ved traume på led og muskler, samt postoperativt. Strækværdi på over 65%



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Kortstræksbind |
| Varemærke | ABENA |
| Sekundær farve | Beige |
| Features | Normal, usteril |
| Engangs/flergangs | Flergangs |
| Ingredienser/sammensætning | 100% bomuld |
| Længde/dybde | 5 m |
| Bredde | 12 cm |
| Vægt, netto | 116 g |
| Vægt, brutto | 123 g |
| Certifikater | CE, MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Vaskeanvisninger | Tåler vask ved 95°C. Skal ligge og tørre. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|--------|-------|---------------|
| kll | 5 pk | 57.5 cm | 29 cm | 15 cm | 7630523607795 |
| pk | 10 stk | 27 cm | 11 cm | 13 cm | 7630523607290 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.

