

Varenummer 221069



Langstræksbind, ABENA, 7m x 8cm, beige, forte, usteril, flergangs

- ✓ Blødt materiale
- ✓ Brugervenlig håndtering
- ✓ Enkelpakket
- ✓ Leveres inkl. clips
- ✓ Genanvendelig



Produktbeskrivelse

ABENA Langstræksbandager anvendes til behandling af underekstremitetsødemer forårsaget af venøs insufficiens eller lymfødem. Bandagen giver både et højt hviletryk og et højt arbejdstryk. Kan endvidere anvendes som støttebandage ved traumer på led og muskler, samt postoperativt. Bandagen har en strækværdi på over 165%.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Langstræksbind
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Beige
Features	Forte, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	93% bomuld, 7% polyuretan
Længde/dybde	7 m
Bredde	8 cm
Vægt, netto	78 g
Vægt, brutto	83 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 60°C. Vi anbefaler at bruge en vaskepose. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	80 stk	71.3 cm	31.5 cm	20.2 cm	7630523607610
pk	8 stk	26.9 cm	12 cm	9.4 cm	7630523607115
stk	1 stk				7630523606828



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.