



Varenummer 221069



Langstræksbind, ABENA, 7m x 8cm, beige, forte, usteril, flergangs

- ✓ Blødt materiale
- ✓ Brugervenlig håndtering
- ✓ Enkelpakket
- ✓ Leveres inkl. clips
- ✓ Genanvendelig



Produktbeskrivelse

ABENA Langstræksbandager anvendes til behandling af underkølelimtsødemer forårsaget af venøs insufficiens eller lymfødern. Bandagen giver både et højt hviletryk og et højt arbejdstryk. Kan endvidere anvendes som støtbandage ved traumer på led og muskler, samt postoperativt. Bandagen har en strækværdi på over 165%.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Langstræksbind
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Beige
Features	Forte, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	85% bomuld, 8% elastan, 7% polyamid
Længde/dybde	7 m
Bredde	8 cm
Vægt, netto	78 g
Vægt, brutto	83 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 60°C. Vi anbefaler at bruge en vaskepose. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	43.6 cm	34.8 cm	28.2 cm	4004221073108
pk	8 stk	24.7 cm	10 cm	12.8 cm	4004221073092
stk	1 stk				4004221073085



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.

