



Produktdatablad

Langstræksbind, kompression, vævningstype "kraftig", 10cm x 7 m

Varenummer: 221070



Varedeklaration

Forpakning: 8 Stk pr. Pakke, 5 Pakke pr. Kolli, 28 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Langstræksbind. Varemærke: ABENA. Holdbarhed: 5 år. Sekundær farve: beige. Ingredienser/sammensætning: 93% bomuld, 7% polyuretan. Features: forte, usteril. Engangs/flergangs: flergangs. Vægt, netto: 94 g. Vægt, brutto: 101 g. Længde/dybde: 7 m. Bredde: 10 cm. Certifikater: MD. Vaskeanvisninger: Tåler vask ved 60°C. Vi anbefaler at bruge en vaskepose. Skal ligge og tørre. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: ABENA Langstræksbandager anvendes til behandling af underekstremitetsødemer forårsaget af venøs insufficiens eller lymfødem. Bandagen giver både et højt hviletryk og et højt arbejdstryk. Kan endvidere anvendes som støttebandage ved traumer på led og muskler, samt postoperativt. Bandagen har en strækværdi på over 165%. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.