



Varenummer 221073

Støtteforbinding, Dana, 5m x 4cm, off-white, universalbind

- ✓ Universelt støttebind
- ✓ Til venøse sygdomme
- ✓ Til støtte efter skader
- ✓ Hudvenligt og åndbart



Produktbeskrivelse

Dana idealbindet er et universelt anvendeligt støttebind til profylakse og efterbehandling af venøse sygdomme. Anvendes også til støtte og aflastning efter skader, ligesom det vil være velegnet som komprimerende sårforbinding og til fastgørelse af skinner mv. Bindet er resistent over for salver og lignende. Det høje indhold af bomuld gør bindet meget hudvenligt, ligesom det tillader huden at ånde.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Støtteforbinding
Varemærke	Dana
Sekundær farve	Off-white
Features	Universalbind
Ingredienser/sammensætning	Bomuld 63%, polyamid 37%
Længde/dybde	5 m
Bredde	4 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	720 stk	58.5 cm	39.5 cm	50 cm	5703538849596
stk	1 stk				7395502030512



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.