



Varenummer 221082



Støtteforbinding, universal, ABENA, 4m x 4cm, off-white, usteril, flergangs

- ✓ Hudvenlig
- ✓ Støttebandage
- ✓ Fiksering



Produktbeskrivelse

ABENA Universal bandage har et højt indhold af bomuld, hvilket gør bindet meget hudvenligt, ligesom det tillader huden at ånde. Bindet er resistent over for salver og lignende. Anvendes som støttebandage ved traumer på led og muskler. Kan endvidere anvendes til fiksering af sårbandager, skinner og lignende. Strækkevne 115%.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Støtteforbinding
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Off-white
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	61% bomuld, 38% polyamid, 1% polyurethan
Længde/dybde	4 m
Bredde	4 cm
Vægt, netto	14.1 g
Vægt, brutto	14.7 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler vask ved 60°C. Vi anbefaler at bruge en vaskepose. Skal ligge og tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	57.4 cm	28.8 cm	12.5 cm	7630523607801
pk	10 stk	27.2 cm	11.5 cm	5 cm	7630523607306
stk	1 stk				7630523607016



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet indeholder ikke latex.