



Varenummer 221086

Fikseringsbind, Danalast, 4m x 6cm, hvid, usteril, engangs

- ✓ Til fiksaton af bandager, dræn og kanyler
- ✓ Blødt, let og luftgennemtrængeligt
- ✓ Resistent over for salver og lignende



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksaton af bandager, dræn og kanyler. Bindet er blødt, let og luftgennemtrængeligt og derfor behageligt at anvende. Danalast kan autoklaveres og er desuden resistent over for salver og lignende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	Danalast
Farve	Hvid
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	60% polyamid, 40% viskose
Længde/dybde	4 m
Bredde	6 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	960 stk	60 cm	50 cm	42 cm	5703538866272
pk	20 stk	18.5 cm	6.5 cm	14.7 cm	7395502030581
stk	1 stk				5703538866258



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.