

Varenummer 221196



Tåforbinding, Adaptic, L, Ø 2,8cm, one size, steril



Produktbeskrivelse

Tåforbinding tilpasset bandagering af tåskader. Alt-i-en bandage, der består af silikonebelagt rayonvæv med 2 sammenrullede tubegazer. Sårkon-taktlaget hindrer at forbindningen hænger i såret. Dobbeltgazerulle krænges over tåen og fastgøres.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tåforbinding
Varemærke	Adaptic
Størrelse	L
Features	Ø 2,8cm, one size, steril
Ingredienser/sammensætning	Rayonviskosevæv
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	24.3 cm	10 cm	8 cm	25051978001468
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE