



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Silikone Tape

Produktbeskrivelse:

3M Silikone Tape er en kirurgisk tape, fremstillet af et nonwoven rygmateriale, med en blød og behagelig silikoneklæb der har en konstant klæbeevne over tid. Den er velegnet til fiksering på tynd og sart hud.

Egenskaber:

- Sikker og komfortabel fiksering
- Hudvenligt klæbestof
- Kan replaceres
- Konstant klæbestyrke
- Fjernes nemt og smertefrit
- Huden kan ånde
- Tapen er rivbar

Fordele:

- Er langtidsklæbende – selv under fugtige forhold
- Kan anvendes på sart og tynd hud
- Ingen hudmaceration
- Fjernes nemt uden stripping og smerter
- Kantbeskytter
- Blå farve for hurtig identificering

Indikationer:

- Al fiksering på sart og tynd hud hvor minimal stripping og smerter ønskes.
- Fiksering af forbindinger
- Fiksering af slanger, katetre m.m.



3M

Deklaration: Rayon og polyester fiber, silikone polymer og silicone gel klæb.

Bestillingsinformation:

3M™ Silikone Tape

Navn	Varenr.:	Størrelse	Antal pr. æske	Æsker pr. karton
3M™ Silikone tape	2770K-0	1,9 x 60 cm	100	1
3M™ Silikone tape	2770S-1	2,5 cm x 1,3 m	100	1
3M™ Silikone tape *	2770S-2	5,0 cm x 1,3 m	50	5
3M™ Silikone tape	2770-1	2,5 cm x 5 m	12	10
3M™ Silikone tape	2770-2	5 cm x 5 m	6	10

* Ikke tilgængelig endnu