



Varenummer 221217

Tape, Silikone tape, 5m x 2,5cm, blå, med silikoneklæb, latexfri, usteril

- ✓ Kirurgisk tape med silikoneklæb
- ✓ Til tynd og sart hud
- ✓ Kan replaceres og afrides
- ✓ Fiksering op til 48 timer



Produktbeskrivelse

Kirurgisk tape med blød og behagelig silikoneklæb. Velegnet til fiksering på tynd og sart hud, hvor minimal stripping og smerte ønskes. Kan anvendes til fiksering af forbindinger, slanger, katetre m.m. Tapen har en konstant klæbestyrke, kan replaceres og kan nemt afrides med hånden.

Giver kort- og langvaring (48 timer) pålidelig og smidig fiksering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Silikone tape
Farve	Blå
Features	Med silikoneklæb, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Rayon,polyesterfiber, silikonepolymer, silikonegelklæb
Længde/dybde	5 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	13.7 cm	9 cm	6.5 cm	4064035093914
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.