



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

## Datablad

# 3M™ Silikone Tape

### Produktbeskrivelse:

3M Silikone Tape er en kirurgisk tape, fremstillet af et nonwoven rygmateriale, med en blød og behagelig silikoneklæb der har en konstant klæbeevne over tid. Den er velegnet til fiksering på tynd og sart hud.

### Egenskaber:

- Sikker og komfortabel fiksering
- Hudvenligt klæbestof
- Kan replaceres
- Konstant klæbestyrke
- Fjernes nemt og smertefrit
- Huden kan ånde
- Tapen er rivbar

### Fordele:

- Er langtidsklæbende – selv under fugtige forhold
- Kan anvendes på sart og tynd hud
- Ingen hudmaceration
- Fjernes nemt uden stripping og smerter
- Kantbeskytter
- Blå farve for hurtig identificering

### Indikationer:

- Al fiksering på sart og tynd hud hvor minimal stripping og smerter ønskes.
- Fiksering af forbindinger
- Fiksering af slanger, katetre m.m.



**3M**

**Deklaration:** Rayon og polyester fiber, silikone polymer og silicone gel klæb.

**Bestillingsinformation:**

**3M™ Silikone Tape**

| Navn                | Varenr.: | Størrelse      | Antal<br>pr. æske | Æsker pr.<br>karton |
|---------------------|----------|----------------|-------------------|---------------------|
| 3M™ Silikone tape   | 2770K-0  | 1,9 x 60 cm    | 100               | 1                   |
| 3M™ Silikone tape   | 2770S-1  | 2,5 cm x 1,3 m | 100               | 1                   |
| 3M™ Silikone tape * | 2770S-2  | 5,0 cm x 1,3 m | 50                | 5                   |
| 3M™ Silikone tape   | 2770-1   | 2,5 cm x 5 m   | 12                | 10                  |
| 3M™ Silikone tape   | 2770-2   | 5 cm x 5 m     | 6                 | 10                  |

\* Ikke tilgængelig endnu