



Varenummer 221299

Tape, Mepitac, 3m x 2cm, beige, med silikoneklæb, usteril

- ✓ Fikseringstape med silikoneklæber
- ✓ Sikker og skånsom tilhæftning
- ✓ Velegnet til skrøbelig hud
- ✓ Vandafvisende



Produktbeskrivelse

Mepitac fikseringstape med silikoneklæber, som giver en sikker og meget skånsom tilhæftning. Er meget velegnet til skrøbelig hud samt ved gentagne fikseringer. Anvendes til fiksering af bandager, katetre og kanyler. Er vandafvisende.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Mepitac
Sekundær farve	Beige
Features	Med silikoneklæb, usteril
Ingredienser/sammensætning	Polyester, PA, PUR,
Længde/dybde	3 m
Bredde	2 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	14.3 cm	12.4 cm	15.3 cm	7332430409836
stk	1 stk				7332430470836



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende - også over tid.