



Varenummer 221308

Gaze OP-tampon, Mölnlycke, 4, Ø35mm, hvid, med røntgentråd, farvekode grå, steril



Produktbeskrivelse

Rundtamponer anvendes ofte sammen med tang til afvaskning af område, hvor der ønskes en nontouch procedure.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gaze OP-tampon
Varemærke	Mölnlycke
Størrelse	4
Farve	Hvid
Features	Med røntgentråd, farvekode grå, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Diameter	35 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	600 stk	59.5 cm	31 cm	40.5 cm	36941094070928
pk	100 stk	19 cm	17 cm	25 cm	26941094070921
stk	1 stk				7323190146192



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE