




Varenummer 221325

Arbandage, Mepiform, 30x4cm, med silikoneklæber, usteril, engangs

- ✓ Ingen ekstra fiksering nødvendig
- ✓ Tynd, fleksibel og diskret
- ✓ Kan sidde på under de daglige aktiviteter
- ✓ Kan tages af og sættes på igen
- ✓ Kan anvendes i flere dage



Produktbeskrivelse

Anvendes til behandling af og forebyggelse mod kelloiddannelse og hypertrofiske ar på lukkede sår og eksisterende ar. Anvendes døgnet rundt, men inspiceres dagligt og huden nedenunder soigner. Er selvklæbende med huden og filmyderside, så tøjet glider let hen over bandagen. Kan tilklippes.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Arbandage
Varemærke	Mepiform
Features	Med silikoneklæber, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, nonwoven, silikone
Længde/dybde	30 cm
Bredde	4 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	26 cm	19.5 cm	15.5 cm	7333350150518
pk	5 stk	24.8 cm	9.3 cm	2.6 cm	7333350261245
boks	5 stk	24.8 cm	9.3 cm	2.6 cm	
stk	1 stk				7332430980168



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.