



Varenummer 221327

Arbandage, Mepiform, 18x10cm, med silikoneklæber, usteril, engangs

- ✓ Ingen ekstra fiksering nødvendig
- ✓ Tynd, fleksibel og diskret
- ✓ Kan sidde på under de daglige aktiviteter
- ✓ Kan tages af og sættes på igen
- ✓ Kan anvendes i flere dage



Produktbeskrivelse

Anvendes til behandling af og forebyggelse mod kelloiddannelse og hypertrofiske ar på lukkede sår og eksisterende ar. Anvendes døgnet rundt, men inspiceres dagligt og huden nedenunder soignerens. Er selvklæbende med huden og filmydside, så tøjet glider let hen over bandagen. Kan tilklippes.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Arbandage
Varemærke	Mepiform
Features	Med silikoneklæber, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, nonwoven, silikone
Længde/dybde	18 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	35 stk	29.5 cm	19.5 cm	15.7 cm	7323190179251
pk	5 stk	26.8 cm	14.1 cm	2.6 cm	7333350713812
stk	1 stk				7332430980243



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende - også over tid.