



Varenummer 221378

Tubular bandage, Tubifast 2-Way Stretch, 10m x 5cm, hvid, grøn farvekode, til små og mellemstore arme og ben, latexfri, usteril, én patient, flergangsbrug

- ✓ Former sig efter kroppens konturer, kan strækkes i begge retninger
- ✓ Bekvem at have på, giver fuld bevægelsesfrihed
- ✓ Hurtig og enkel at anvende
- ✓ Anvendelig til behandling af Epidermolysis Bullosa



Produktbeskrivelse

Tubifast 2-Way Stretch tubebandage giver en let elasticitet i både lodret og vandret retning - du behøver hverken sikkerhedsnål eller tape for at holde den på plads. Farven på striben indikerer størrelsen. Foruden fiksering af bandager kan Tubifast også bruges til patch wrapping, under gips og til behandling af Epidermolysis Bullosa.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tubular bandage
Varemærke	Tubifast
Vareserie	2-Way Stretch
Farve	Hvid
Features	Grøn farvekode, til små og mellemstore arme og ben, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Én patient, flergangsbrug
Ingredienser/sammensætning	Viskose, elastan og polyamid
Længde/dybde	10 m
Bredde	5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå åben ild og antændelseskilder, især ved anvendelse sammen med paraffinbaserede produkter. Hvis tilstanden forværres, skal brugen heraf ophøre, og der skal søges læge.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Vaskeanvisninger	Holdes ren. Hvis der er synlige kropsvæsker, skal den bortskaffes på korrekt vis og erstattes af en ny.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Vælg den rette størrelse, og klip den til i længden. Åbn bandagen, og stræk den hen over området.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 rl	39 cm	39.5 cm	24.5 cm	7332551933821
rl	1 rl				5055158008687



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet må ikke stryges.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er beregnet til at kunne bruges flere gange af samme patient.



Produktet kan tørres i tørretumbler ved lave temperaturer.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke kemisk renses.