



Produktdatablad

Rørbandage elastisk, elastisk i to retninger, 7,5 cm x 10 m

Varenummer: 221379



Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Tubular bandage. Varemærke: Tubifast. Vareserie: 2-Way Stretch. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato. Holdbarhed, åbnet: Ifølge udløbsdato. Farve: hvid. Ingredienser/sammensætning: viskose, elastan og polyamid. Features: blå farvekode, til store arme og ben, latexfri, usteril Engangs/flergangs: én patient, flergangsbrug. Længde/dybde: 10 m. Bredde: 7,5 cm. Certifikater: CE, MD. Vaskeanvisninger: Holdes ren. Hvis der er synlige kropsvæsker, skal den bortskaffes på korrekt vis og erstattes af en ny. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Tubifast 2-Way Stretch tubebandage giver en let elasticitet i både lodret og vandret retning - du behøver hverken sikkerhedsnål eller tape for at holde den på plads. Farven på striben indikerer størrelsen. Foruden fiksering af bandager kan Tubifast også bruges til patch wrapping, under gips og til behandling af Epidermolysis Bullosa. Brugsanvisning: Vælg den rette størrelse, og klip den til i længden. Åbn bandagen, og stræk den hen over området. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Undgå åben ild og antændelseskilder, især ved anvendelse sammen med paraffinbaserede produkter. Hvis tilstanden forværres, skal brugen heraf ophøre, og der skal søges læge. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.