



Varenummer 221389

Øjenkompres, Cutisoft, 7,5x6cm, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes til beskyttelse af øjnene efter operation eller skade. Skal fikseres.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øjenkompres
Varemærke	Cutisoft
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	70% viskose, 30% polyamid
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	6 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	52.5 cm	42 cm	26.5 cm	6942327030251
pk	50 stk	22 cm	10.2 cm	20.2 cm	6942327046061
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE